

## Tipagem Sanguínea


Como é feita a tipagem sanguínea?

Na primeira amostra é gotejado soro anti-a e na segunda anti-b. Se houver reação de aglutinação é sinal de que a amostra possui o antígeno correspondente ao anticorpo gotejado.



Como é feita a tipagem sanguínea com soro anti-Rh?

Três gotas do sangue a ser testado é colocado em uma lâmina de vidro. Na primeira amostra é gotejado soro anti-a, na segunda anti-b e na terceira anti-Rh. Se houver reação de aglutinação é sinal de que a amostra possui o antígeno correspondente ao anticorpo gotejado.



O sangue testado acima é A Rh positivo.

Exemplo:

amostra testada	aglutinação com			tipo de sangue
	anti-a	anti-b	anti-Rh	
1	+	-	-	A-
2	-	-	+	O+
3	-	+	+	B+
4	+	+	-	AB-